


# THERMOFORM<sup>®</sup>

*Kompressen zur Kälte- und Wärmetherapie*



**THERMOFORM Softy-Pack**  
 Die Kalt/Warmkomresse aus hochwertigem, strapazierfähigen Nylongewebe. Langfristig wiederverwendbar, pflegeleicht. Aufladung als Kältekomresse in Gefrierfach oder Kühltruhe (bis -20°C). Aufladung als Wärmekomresse in heißem Wasser.



**THERMOFORM Softy Pack**  
 12 x 15 cm # 1000  
 15 x 24 cm # 1001  
 24 x 30 cm # 1002

## Kalt/Warmkompressen zur Schmerzlinderung

**THERMOFORM Kalt/Warm**  
 Die Kalt/Warmkomresse aus transparenter PA/PE-Folie. Mehrfach verwendbar. Aufladung als Kältekomresse in Gefrierfach oder Kühltruhe (bis -20°C). Aufladung als Wärmekomresse in heißem Wasser.



**THERMOFORM Kalt/Warm**  
 13 x 14 cm # 11 051 (VE: 50 Stck)  
 12 x 29 cm # 11 052 (VE: 25 Stck)  
 30 x 40 cm # 11 055 (VE: 5 Stck)  
 7,5 x 35 cm # 11 056 (VE: 40 Stck)

**THERMOFORM Wärmflaschen für die Mikrowelle**  
 Überall wo Wärme zum Wohlbefinden beiträgt, sind diese Kissen unentbehrliche Helfer. Schnell und einfach entsteht in wenigen Minuten wohlige Wärme. Folienfarbe: blau solange der Vorrat reicht, anschließend rot



**THERMO-STAR**  
 Wärmflasche für die Mikrowelle  
 rund, Ø = 25 cm # 1502  
 Passender Bezug, blau # 1505  
 Wärmflasche + Bezug # 1500

**1**

**Paraffinkompressen zur Wärme-Therapie**

- **Hohe Verschleißfestigkeit (reifest)**
- **Hygienisch (einfach zu reinigen)**
- **Hohe Bestandigkeit gegen ole und Losungsmittel**
- **Einfache Handhabung**



THERMOFORM Paraffinkompresse  
24 x 32 cm  
# 1020



THERMOFORM Paraffinkompresse  
24 x 42 cm  
# 1030



THERMOFORM Paraffinkompressen mit 2 Bandern fur Hals und Gelenke  
10 x 30 cm  
# 1040



THERMOFORM Paraffinkompressen mit 4 Bandern fur den Schulterbereich  
# 1050

**Beispielhafte Indikationen:**

- Durchblutungsstorungen
- Prellungen, Zerrungen
- Verstauchungen
- Wirbelsaulen- und Bandscheibenschaden
- Muskelverspannungen
- Ischias
- Rheumatische Erkrankungen

THERMOFORM Paraffinkompressen ermoglichen eine hygienische und preiswerte Warmeteilbehandlung – professionell in der Praxis oder im Hause des Patienten.

Fur alle THERMOFORM Paraffinkompressen wird ein hochwertiges und extrem flexibles Folienmaterial verwendet, das eine sichere, angenehme und korperfreundliche Anwendung der Produkte ermoglicht. Paraffin besitzt eine hervorragende und unvergleichliche Warmewirkung. Der spezielle Schmelzpunkt des Paraffins gewahrleistet eine besonders gleichmaige Warmeabgabe uber den gesamten Behandlungszeitraum hinweg.

**2**

**Moor/Fangokompressen zur traditionellen Schmerztherapie**

THERMOFORM Einweg-Moorkompressen  
Reich an Huminsauren, ostrogenen, Gerbsaure und Mineralsalzen zur Anwendung als partielle Moorpackung direkt auf der Haut.  
ca. 30 x 40 cm # 1220



Moor und Fango spielen in der therapeutischen Warme-anwendung eine traditionelle Rolle. Auf Grund des hohen Wasserbindungs- und Warmespeichervermogens wird der erhitzte Moor- bzw. Fangobrei mit hoherer Temperatur als Wasser auf der Haut ertragen und gibt seine Warme kontinuierlich uber einen langeren Zeitraum ab. Als Warmetrager empfehlen wir Artikel # 1030.

THERMOFORM Einweg-Fangokompressen  
Vulkanischer Mineralschlamm fur partielle Fangopackungen zur Therapie von rheumatischen Erkrankungen oder Organbeschwerden.  
ca. 40 x 60 cm # 1221

**3**

**Kompressenwarmer fur Paraffinkompressen**



# 2030

Kompressenwarmer fur bis zu 10 Kompressen im Wasserbad. Der Kocher (230V, 1800 W) verfugt uber einen Temperaturregler mit Prazisionsthermostat, uberhitzungs- und Trockengehrschutz, Kontrolllampe und Kabelaufwicklung. Der Topf verfugt uber eine 2-Schicht-Emaillierung mit Edelstahlrand, einen geschlossenen Topfboden und einen Einlegerost aus Edelstahl mit Rislan®. Die Griffe sind warmeisoliert.  
Farbe: wei/blau  
# 2030

## Eiskompressen für die Kryotherapie

- Sicherheit durch dublierte Folie
- Spezial-Gel für dosierte Kälteabgabe
- Flexibel bis -20°C
- Einfache Handhabung: Lagerung im Gefrierfach
- Hygienisch, desinfizierbar
- Dauerhaft wiederverwendbar (Kostenaspekt)

Beispielhafte Indikationen:

- Muskel- / Gelenkentzündungen
- Rheumatischer Formenkreis
- Prellungen
- Verstauchungen
- Zerrungen
- frische Verletzungen
- Nasenbluten
- Venenentzündungen
- Thrombose
- Kopfschmerz / Migräne

Kontraindikationen:

- Arterielle Durchblutungsstörungen
- Raynaud Syndrom (blaue Fingerspitzen)

THERMOFORM Eiskompressen wurden entwickelt für Indikationen, bei denen eine Kryotherapie angezeigt ist. Die dauerhaft wiederverwendbare Komresse ist mit einem *Spezial-Gel* gefüllt, das die Kälte extrem lange speichert und eine genau dosierte Kälteabgabe gewährleistet. Darüber hinaus bleibt die Thermoform Eiskomresse bis -20°C flexibel, was das Handling erleichtert und die Anpassung an die zu therapierenden Körperteile in idealer Weise ermöglicht. Die Kälteaufladung erfolgt ganz einfach im Gefrierfach.



THERMOFORM Eiskomresse 22 x 22 cm # 1110

THERMOFORM Eiskomresse 24 x 32 cm # 1120

THERMOFORM Eiskomresse 24 x 42 cm # 1130

THERMOFORM Hals-Eiskrawatte mit 2 Bändern für Hals und Gelenke für Erwachsene 10 x 30 cm # 1140

THERMOFORM Hals-Eiskrawatte mit 2 Bändern für Hals und Gelenke für Kinder 7 x 25 cm # 1150



THERMOFORM Eiskomresse mit 2 Bändern für Arm- und Beinbehandlung 24 x 32 cm # 1160

THERMOFORM Schulter-Eiskomresse mit Bändern # 1190

THERMOFORM Bezüge (weiß) für Eiskomresse 1110 # 1401  
für Eiskompressen 1120, 1160 # 1402  
für Eiskomresse 1130 # 1403  
für Eiskomresse 1140 # 1404

THERMOFORM Fixierbandagen für Eiskompressen 60 x 7,5 cm # 1301  
70 x 7,5 cm # 1302  
90 x 7,5 cm # 1303  
120 x 15 cm # 1304  
100 x 11 cm # 1305 (mit Tasche wie Abb.)

## IceCap für die Haarausfallprophylaxe bei Chemotherapien

Ein unerwünschter Nebeneffekt bei Chemotherapien von malignen Tumoren und Metastasen führt in vielen Fällen zum vollständigen Haarausfall bei den Patienten. Dies ist besonders für Frauen eine über die Krankheitssymptome hinaus zusätzliche seelische Belastung.

Durch eine gezielte Unterkühlung der Kopfhaut und die damit einhergehende Ischämie, hervorgerufen durch Kontraktion der die Kopfhaut versorgenden Kapillaren, wird die Wirksamkeit der eingesetzten Medikamente in diesem Bereich auf ein Minimum reduziert. In den meisten Fällen ist eine Unterkühlungstherapie mit dem THERMOFORM IceCap erfolgreich.

Die THERMOFORM IceCaps haben eine anatomische Passform für alle Kopfgrößen.



THERMOFORM IceCap Set mit Klettband und Isolierhaube # 1180



THERMOFORM IceCap mit Klettband # 1181

IceCap Isolierhaube (einzeln) # 1182

Die B.u.W. Schmidt GmbH fertigt seit 1961 in Garbsen nahe Hannover Präzisionsprodukte aus hochfrequenzverschweißten Flachfolien für das Kranken- und Rettungswesen. Einwandfreie Qualität und Verarbeitung, leichte Handhabung und robuste Materialien sorgen für die kompromisslose Sicherheit unserer Produkte.

Unser Service gewährleistet kurze Lieferzeiten und schnellen Reparaturdienst in unserem Werk.

Die B. u. W. Schmidt GmbH ist zertifiziert nach EN ISO 9001:2000 und EN ISO 13485:2000; alle Artikel entsprechen dem Medizinprodukte-Gesetz und sind **CE**-gekennzeichnet.

Sprechen Sie uns auf Sonderanfertigungen an, wenn Sie gewünschte Artikel oder Abmessungen in diesem Prospekt nicht finden. Mit unserer computergestützten Produktionsanlage sind wir in der Lage, Ihre Vorstellungen in allen Größen bis zu 150 x 250 cm individuell zu realisieren.



**Kunststoffzeugnisse für das Kranken- und Rettungswesen**

B. u. W. Schmidt GmbH

Porschestraße 29

D-30827 Garbsen

Telefon: +49 - (0) 51 31 / 60 08

Telefax: +49 - (0) 51 31 / 9 63 93

E-Mail: [mail@buwschmidt.com](mailto:mail@buwschmidt.com)

Internet: [www.buwschmidt.com](http://www.buwschmidt.com)

*Technische Änderungen vorbehalten*